



# SKIN**things**

## **CRYONEEDLING®**



Das **CRYONEEDLING®** ist eine Behandlungsmethode, die dem Fraxel Laser der Hautärzte Konkurrenz macht. Fraxel Laser werden eingesetzt um Narben zu entfernen, Pigmentflecken zu zerstören und um Falten aufzubauen.

Beim Lasern entstehen dabei Brandblasen, die Haut wird schorfig und dunkel, sie löst sich nach einiger Zeit ab und es erscheint darunter ein dünnes, sensibles, rosa und lichtempfindliches Häutchen vor. Die Anwendung ist meist flächig.



Beim **CRYONEEDLING®** kann haarfein die Tiefe der Falte stimuliert werden. Wohldosiert und punktgenau, sodass das behandelte Areal zwar gut durchblutet ist und „aktiv arbeitet“, es entstehen aber keine Blasen und kein Schorf. Die Aktivierung in der Tiefe ist enorm. Man kann schon nach ca. 2 Wochen einen Erfolg erkennen. Durchgeführt wird das Cryoneedling 4 – 6 x im Abstand von 2 Wochen um Oberlippenfältchen zu entfernen. Zuerst wird die Tiefe der Falte mit der Cryoanwendung stimuliert und danach mit dem Microneedleroller das gesamte Areal unter der Nase (an der Stirn, um die Augen) behandelt.

Bei Narben wird zuerst das Narbengewebe mit der Cryoanwendung sanft abgetragen, das kann bis zu 4 Anwendungen benötigen, danach wird die zurückgebliebene Vertiefung der Haut mit dem Microneedling aufgefüllt.

Die Haut ist durch das exakte haarfeine Arbeiten mit der Cryodüse unwesentlich belastet. Die Kunden haben keine „Downtime“ und können unmittelbar nach der Anwendung wieder ins Büro. Auch ist das Areal nicht lichtempfindlich.



Das **CRYONEEDLING®** ist ausgesprochen effektiv, dabei sanft und für jeden Kunden anwendbar, es ist kostengünstig und darf von Kosmetikerinnen durchgeführt werden. Man kann Falten und Fältchen verschwinden lassen, Narben (alte OP-Narben, Aknenarben und Schwangerschaftsstreifen) abtragen und die Vertiefungen ausgleichen, Pigmentflecken und flächige Pigmentschatten nachhaltig entfernen, Unebenheiten der Hautstruktur deutlich sichtbar glätten und sogar feine Äderchen, die unter der Hautoberfläche liegen können verödet und vorbeugend das Bindegewebe gefestigt werden.